



Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO DŘEZOVOU SKŘÍNKU A VÝLEVKY



1 - dřezová skříňka, kapitola 204.04

2 - pracovní deska pro dřezovou skříňku a výlevky, kapitola 202.11

3 - krytování k podlaze, kapitola 204.03

4 - vodovodní baterie, kapitola 203.11

5 - bezpečnostní sprcha, kapitola 203.13

- Skříňka s výlevkou nebo-li dřezová skříňka je určena pro oplacování a mytí laboratorního skla a laboratorních pomůcek.
- Pracovní desky dřezových skříněk se doporučují opatřit zvýšeným okrajem proti vylití tekutin mimo pracovní plochu (ČSN EN 13 0150).
- Pracovní desky nabízíme v široké škále materiálů, což umožňuje vybrat ten nejvhodnější právě pro váš typ laboratoře. Desky se osazují výlevkami.
- Výlevky je možno osadit ze spodní nebo vrchní strany. Jak se výlevka osazuje, závisí na možnostech materiálu pracovní desky a zvolené výlevce. Upřednostňuje se varianta, kdy je výlevka odazena ze spodní strany pracovní desky.

Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO DŘEZOVOU SKŘÍNKU A VÝLEVKY

Tabulka chemických odolností při 20 °C:

Název	Lamino	Postforming	HPL	Polypropylen	Bezpečnostní sklo	Epoxidová pryskyřice	Nerez AISI 316	Dlažba	Umělý kámen	Technická keramika
Čpavek konc.	☺	☹	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹
Dichroman draselný, 5%	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Ethanol	☹	☹	☹	/	☹	/	☹	☹	☹	☹
Ethylacetát	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Hydroxid sodný, 20%	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Chloroform	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Isopropanol	☹	☹	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹
Jod, 5% rozt. v chloroformu	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina dusičná, konc.	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina fluorovodíková	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina fosforečná, konc.	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina mravenčí, konc.	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina sírová, 50%	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina chlorovodíková, konc.	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Manganistan draselný, 5%	☹	☹	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹
n-Hexan	☹	☹	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹
Peroxid vodíku, 30%	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Petrolether	☹	☹	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹
Toluen	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹

☺ - dlouhodobě odolné

☹ - krátkodobě odolné

☹ - neodolné

POZNÁMKA:

Forlab - Pracovní desky







%PRACOVNÍ DESKY PRO DŘEZOVOU SKŘÍNKU A VÝLEVKY

Tabulka vlastností materiálů je pouze orientační. Jakékoli pochybnosti doporučujeme konzultovat, rádi Vám poradíme.

Rozměrová řada


Šířka pracovní desky: 600, 900 mm

Hloubka pracovní desky: 600, 750, 800, 900 a 1500 mm


Výběr výlevek, úkapových výlevek a dřezů.**Úkapové výlevky:**PP120 - 120x120/120 mm
POLYPROPYLENPP295 - 295x120/150 mm
POLYPROPYLENK145 - 145x145/230 mm
TECHNICKÁ KERAMIKAK295 - 295x145/230 mm
TECHNICKÁ KERAMIKA**Dřezy a výlevky:**N4V01 - 450x380/160 mm AISI 304
NEREZN4V02 - 760x480/160 mm AISI 304
NEREZ

Forlab - Pracovní desky


%PRACOVNÍ DESKY PRO DŘEZOVOU SKŘÍNKU A VÝLEVKY




N4V03 - 760x435/150 mm AISI 304
NEREZ




N6V01 - 450x450/250 mm AISI 316
NEREZ




PP467 - 467x467/350 mm
POLYPROPYLEN




K455 - 455x455/265 mm
TECHNICKÁ KERAMIKA




K595 - 595x455/265 mm
TECHNICKÁ KERAMIKA



K895 - 895x455/265 mm
TECHNICKÁ KERAMIKA



D464 - 464x464/190 mm
EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE



D667 - 667x464/203 mm
EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE

Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO DŘEZOVOU SKŘÍNKU A VÝLEVKY

S1: Typové označení

202.11: Typové označení pracovních desek pro dřezové skřínky

S2: Materiál pracovní desky

DL1: Dlažba 150x150 mm

DL2: Dlažba 200x200 mm

DL3: Dlažba 400x800 mm

DR: Epoxidová pryskyřice (DURCON)

HPL: Vysokotlaký laminát

KE: Technická keramika

LM: Lisování laminovaná deska

PF: Postforming

PP: Polypropylén

SG: Bezpečnostní sklo

UK: Umělý kámen

304: Nerezová ocel AISI 304

316: Nerezová ocel AISI 316

S3: Zvýšená hrana pracovní desky

H: Pracovní deska je se zvýšenou hranou

N: Pracovní deska bez zvýšené hrany

S4: Šířka pracovní desky

hodnota	šířka
600: Šířka u skříněk k laboratorním stolům a samostatných stolů	600 mm
900: Šířka stolů samostatných nebo do sestav ke stěně	900 mm

S5: Hloubka pracovní desky

hodnota	hloubka
0600: Hloubka skřínky - pracovní desky	600 mm
0750: Hloubka skřínky - pracovní desky	750 mm
0900: Hloubka skřínky - pracovní desky	900 mm
1500: Hloubka stolu k oboustrannému laboratornímu stolu. Šířka stolu 600 mm	1500 mm

S6: Pozice výlevky

SD: Výlevka dual umístěna na střed

1L: Výlevka situována vlevo

1P: Výlevka situována vpravo

1S: Jedna výlevka na střed pro hloubku stolu 600, 750, 900, 1500 mm

2S: Dvě výlevky středěny. Pro hloubku stolu 1500 mm

Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO DŘEZOVOU SKŘÍNKU A VÝLEVKY

S7: Výlevka 1

D464: Výlevka epoxidová 464x464x190 mm
D667: Výlevka epoxidová 667x464x203 mm
K145: Výlevka úkapová keramická 145x145x230 mm
K295: Výlevka úkapová keramická 295x145x230 mm
K455: Keramická výlevka 455x455x265 mm
K595: Keramická výlevka 595x455x265 mm
K895: Keramická dvoj výlevka 895x455x265 mm
N4V01: Nerezový dřez AISI 304 450x380x160
N4V02: Nerezový dvojdřez AISI 304 760x480x160
N4V03: Nerezový dřez s okapem AISI 304 760x435x150
N6V01: Nerezový dřez AISI 316 450x450x250 mm
PP120: Výlevka úkapová polypropylenová 120x120x120 mm
PP295: Výlevka úkapová polypropylenová 295x120x150 mm
PP467: Dřez polypropylenový 467x467x350 mm

S8: Výlevka 2

D464: Výlevka epoxidová 464x464x190 mm
D667: Výlevka epoxidová 667x464x203 mm
K145: Výlevka úkapová keramická 145x145x230 mm
K295: Výlevka úkapová keramická 295x145x230 mm
K455: Keramická výlevka 455x455x265 mm
K595: Keramická výlevka 595x455x265 mm
K895: Keramická dvoj výlevka 895x455x265 mm
N: Bez druhé výlevky
N4V01: Nerezový dřez AISI 304 450x380x160 mm
N4V02: Nerezový dvojdřez AISI 304 760x480x160 mm
N4V03: Nerezový dřez o okapem AISI 304 760x435x150 mm
N6V01: Nerezový dřez AISI 316 450x450x250 mm
PP120: Výlevka úkapová polypropylenová 120x120x120 mm
PP295: Výlevka úkapová polypropylenová 295x120x150 mm
PP467: Výlevka polypropylenová 467x467x350 mm

S9: Oční sprcha

L: Oční sprcha je umístěna vlevo od vodovodní baterie
N: Bez oční sprchy
P: Oční sprcha je umístěna vpravo od vodovodní baterie