

Forlab - Média

STOJÁNKOVÉ ARMATURY

	POPIS	KÓD
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací kohouty	W01-S
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací páková	W03-S
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací páková	W05-S
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací páková - chromová	W01C-S
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací páková - chromová	W02C-S
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací senzorová - chromová	W02CS-S
	Baterie laboratorní stojánková	WC01-S
	Baterie laboratorní stojánková T	WC02-S
	Baterie laboratorní stojánková - nerez	WD01-S

Forlab - Média

STOJÁNKOVÉ ARMATURY



Baterie laboratorní stojánková - plast

WD02-S



Laboratorní ventil - přívod technického plynu

TG01-S



Laboratorní ventil - přívod technického plynu

TG02-S



Laboratorní ventil - přívod zemního plynu

BG01-S



Laboratorní ventil - přívod zemního plynu

BG02-S

STOJÁNKOVÉ ARMATURY

S1: Typové značení

207.02C: Stojánkové armatury

S2: Typ armatury

BG01-S: Přívodní ventil pro zemní plyn

BG02-S: Přívodní ventil pro zemní plyn

TG01-S: Přívodní ventil pro technické plyny

TG02-S: Přívodní ventil pro technické plyny

WC01-S: Baterie stojánková laboratorní

WC02-S: Baterie stojánková laboratorní

WD01-S: Baterie stojánková laboratorní na demi vodu - nerez

WD02-S: Baterie stojánková laboratorní na demi vodu - plastová

W01C-S: Baterie stojánková laboratorní chromová se směšovacími pákou

W01-S: Baterie stojánková laboratorní se směšovacími kohouty

W02C-S: Baterie stojánková laboratorní chromová se směšovacími pákou a vytažitelnou sprchou

W02CS-S: Baterie stojánková laboratorní chromová, senzorová

W03-S: Baterie stojánková laboratorní se směšovacími pákou

W05-S: Baterie stojánková laboratorní se směšovacími pákou na boku

S3: Volba mediových ventilů

AC: Acetylén

AR: Argon

CDA: Tlakový vzduch

CON: Chladicí voda

CO2: Oxid uhličitý

CW: Studená voda

DI: Demi voda

HCW: Teplá voda

HE: Hélium

H2: Vodík

NG: Zemní plyn

N2: Dusík

O2: Kyslík

PB: Propan-butan

Q: dle požadavků zákazníka

VAC: Vakuum

W: Voda (teplá i studená voda do směšovací baterie)

S4: Počet armatur

X: Za X dopsat požadované množství ventilů

Forlab - Média

STOJÁNKOVÉ ARMATURY

S5: Atypické provedení

O: Typové řešení

Q: Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu