






Forlab - столешницы

## СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛОВ



1 - ножки для стола, раздел 201.12  
2 - столешница, раздел 202.10

1 - ящик для комплекта, раздел 204.01  
2 - столешница, раздел 202.10

3 - заделка в пол, раздел 204.03

- Столешницы для лабораторных столов изготавливаются из широкого спектра материалов. Это позволяет выбрать наиболее подходящую поверхность столешницы для различных сфер применения.
- Столешницы доступны в стандартной версии исполнения - с гладкой рабочей поверхностью или с бортиком, предотвращающим вытекание жидкости за пределы рабочей зоны.

### Линейка размеров:

Варианты глубины столешниц: 600, 750, 900 мм

Стандартные варианты ширины столов: 900, 1200, 1500, 1800 и 2100 мм. Ширина может быть приспособлена к потребностям клиента. Ограничивающим фактором является максимальный размер материала столешницы.

Forlab - столешницы

## СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛОВ

Таблица химической стойкости при 20 °C:

| Название                     | Ламинат | Постформинг | HP L | Полипропилен | Безопасное стекло | Эпоксидная смола | Нержавеющая сталь марки AISI 316 | Керамическая плитка | Искусственный камень | Технич. керамика |
|------------------------------|---------|-------------|------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Аммиак конц.                 | ☺       | ☺           | ☺    | ☺            | ☺                 | /                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Дихромат калия, 5%           | ☺       | ☺           | ☺    | /            | ☺                 | ☺                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Этанол                       | ☺       | ☺           | ☺    | /            | ☺                 | /                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Этилацетат                   | ☺       | ☺           | ☺    | ☺            | ☺                 | ☺                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Гидроксид натрия, 20%        | ☺       | ☺           | ☺    | ☺            | ☺                 | ☺                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Хлороформ                    | ☺       | ☺           | ☺    | ☹            | ☺                 | ☺                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Изопропанол                  | ☺       | ☺           | ☺    | ☺            | ☺                 | /                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Йод, 5% раствор в хлороформе | ☺       | ☺           | ☺    | ☺            | ☺                 | ☺                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Азотная кислота, конц.       | ☹       | ☹           | ☹    | ☹            | ☺                 | ☺                | ☹                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Плавиковая кислота           | ☹       | ☹           | ☺    | ☺            | ☹                 | ☹                | ☹                                | ☹                   | ☹                    | ☹                |
| Фосфорная кислота, конц.     | ☹       | ☹           | ☹    | ☺            | ☺                 | ☺                | ☹                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Муравьиная кислота, конц.    | ☺       | ☺           | ☺    | ☺            | ☺                 | ☺                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Серная кислота, 50%          | ☹       | ☹           | ☹    | ☺            | ☺                 | ☹                | ☹                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Соляная кислота, конц.       | ☹       | ☹           | ☹    | ☺            | ☺                 | ☺                | ☹                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Перманганат калия, 5%        | ☺       | ☺           | ☺    | ☺            | ☺                 | /                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| н-Гексан                     | ☺       | ☺           | ☺    | ☹            | ☺                 | /                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Пероксид водорода, 30%       | ☺       | ☺           | ☺    | ☺            | ☺                 | ☺                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Петролейный эфир             | ☺       | ☺           | ☺    | ☺            | ☺                 | /                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |
| Толуол                       | ☺       | ☺           | ☺    | ☹            | ☺                 | ☺                | ☺                                | ☺                   | ☺                    | ☺                |

☺ - длительное время стойкие

☹ - короткое время стойкие

☹ - не стойкие

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Таблица свойств материалов является лишь ориентировочной. В случае каких-либо сомнений советуем связаться с нами, мы с радостью дадим Вам совет.

Forlab - столешницы

## СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛОВ

### S1: Типовое обозначение

202.10 : Столешницы для рабочих столов

### S2: Материалы исполнения

DL1: Плитка 150x150 мм - стандартная.

DL2: Плитка 200x200 мм - стандартная.

DL3: Плитка 400x800 мм - стандартная.

DR: Эпоксидная смола (DURCON) - стандартная.

HPL: Ламинат высокого давления - стандартный.

KE: Техническая керамика - стандартная.

LM: Прессованная ламинированная плита - стандартная.

PF: Postforming - стандартный.

PP: Полипропиленовая столешница - стандартная

SG: Стекло безопасное - стандартное.

UK: Искусственный камень - стандартная.

304: Столешница из нержавеющей стали AISI 304 - стандартная.

316: Столешница из нержавеющей стали AISI 316 - стандартная.

### S3: Бортик

N: Без бортика

H: С бортиком

### S4: Глубина столешницы

| значение                 | глубина |
|--------------------------|---------|
| 600: Глубина столешницы. | 600 mm  |
| 750: Глубина столешницы. | 750 mm  |
| 900: Глубина столешницы. | 900 mm  |

### S5: Ширина столешницы

| значение                                   | ширина  |
|--------------------------------------------|---------|
| SXXXX : Определение ширины столешницы в мм | мм      |
| 1200: Ширина столешницы                    | 1200 мм |
| 1500: Ширина столешницы                    | 1500 мм |
| 1800: Ширина столешницы                    | 1800 мм |
| 2100: Ширина столешницы                    | 2100 мм |