



Forlab - столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ СТОЛОВ С МОЙКОЙ



- 1 - шкаф под раковину, раздел 204.04
- 2 - столешница для шкафа под раковину и мойку, раздел 202.11
- 3 - заделка в пол, раздел 204.03
- 4 - водопроводный кран, раздел 203.11
- 5 - аварийный душ, раздел 203.13

- Шкаф под мойку или шкаф под раковину предназначена для ополаскивания и мытья лабораторного стекла и лабораторного инвентаря.
- Столешницы для шкафов под раковину рекомендуется оснастить бортиком, предотвращающим вытекание жидкости за пределы рабочей зоны (ČSN EN 13 0150).
- Предлагаем столешницы из широкого спектра материалов, что позволит вам выбрать наиболее подходящий тип для вашей лаборатории. На столешницу устанавливается мойка.
- Слив может быть установлен снизу или сверху. Способ установки слива зависит от возможностей материала столешницы и выбранной системы слива. Предпочтение отдается варианту, когда мойка монтируется в столешницу снизу.

Forlab - столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ СТОЛОВ С МОЙКОЙ

Таблица химической стойкости при 20 °C:

Название	Ламинат	Постформинг	HPL	Полипропилен	Безопасное стекло	Эпоксидная смола	Нержавеющая сталь марки AISI 316	Керамическая плитка	Искусственный камень	Технич. керамика
Аммиак конц.	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Дихромат калия, 5%	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Этанол	☺	☺	☺	/	☺	/	☺	☺	☺	☺
Этилацетат	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Гидроксид натрия, 20%	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Хлороформ	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Изопропанол	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Йод, 5% раствор в хлороформе	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Азотная кислота, конц.	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Плавиковая кислота	☹	☹	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Фосфорная кислота, конц.	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Муравьиная кислота, конц.	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Серная кислота, 50%	☹	☹	☹	☺	☺	☹	☹	☺	☺	☺
Соляная кислота, конц.	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Перманганат калия, 5%	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
н-Гексан	☺	☺	☺	☹	☺	/	☺	☺	☺	☺
Пероксид водорода, 30%	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Петролейный эфир	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Толуол	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺

☺ - длительное время стойкие

☹ - короткое время стойкие

☹ - не стойкие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Таблица свойств материалов является лишь ориентировочной. В случае каких-либо сомнений советуем связаться с нами, мы с радостью дадим Вам совет.

Forlab - столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ СТОЛОВ С МОЙКОЙ


Линейка размеров

Ширина столешницы: 600, 900 мм


Глубина столешницы: 600, 750, 800, 900 и 1500 мм

Выбор моек, сливных моек и раковин.


Сливные мойки:




PP120 - 120x120/120 mm
ПОЛИПРОПИЛЕН



PP295 - 295x120/150 mm
ПОЛИПРОПИЛЕН




K145 - 145x145/230 mm
ТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА




K295 - 295x145/230 mm
ТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА


Мойки и раковины:




N4V01 - 450x380/160 mm AISI 304
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



N4V02 - 760x480/160 mm AISI 304
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




N4V03 - 760x435/150 mm AISI 304
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




N6V01 - 450x450/250 mm AISI 316
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Forlab - столешницы


СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ СТОЛОВ С МОЙКОЙ




PP467 - 467x467/350 mm
ПОЛИПРОПИЛЕН




K455 - 455x455/265 mm
ТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА




K595 - 595x455/265 mm
ТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА



K895 - 895x455/265 mm
ТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА



D464 - 464x464/190 mm
ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА



D667 - 667x464/203 mm
ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

Forlab - столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ СТОЛОВ С МОЙКОЙ

S2: Материал столешницы

DL1 : Плитка 150x150 мм

DL2 : Плитка 200x200 мм

DL3 : Плитка 400x800 мм

DR : Эпоксидная смола (DURCON)

HPL : Ламинат высокого давления

LM : Прессованная ламинированная плита

PF : Постформинг

PP : Полипропилен

SG : Безопасное стекло

UK : Искусственный камень

304: Нержавеющая сталь марки AISI 304

316 : Нержавеющая сталь марки AISI 316

KE : Техническая керамика

S3: Бортик

H: С бортиком

N: Без бортика

S4: Глубина столешницы

значение	ширина
600: Глубина столешницы	600 мм
900: Глубина столешницы	900 мм

S5: Глубина столешницы

значение	глубина
0600: Глубина шкафчика - столешницы	600 mm
0750: Глубина шкафчика - столешницы	750 mm
0900: Глубина шкафчика - столешницы	900 mm
1500: Глубина двустороннего лабораторного стола. Ширина стола 600	1500 mm

S6: Месторасположение мойки

SD : Двойная мойка находится посередине

1L : Мойка находится слева

1P: Мойка находится справа

1S: Одна мойка посередине при глубине стола 600, 750, 900, 1500 мм

2S: Две мойки по центру. При глубине стола 1500 мм

Forlab - столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ СТОЛОВ С МОЙКОЙ

S7: Сливная раковина 1

D464: Эпоксидная мойка 464x464x190 мм
D667 : Эпоксидная мойка 667x464x203 мм
K145 : Мойка сливная керамическая 145x145x230 мм
K295 : Мойка сливная керамическая 295x145x230 мм
K455 : Мойка керамическая 455x455x265 мм
K595 : Мойка керамическая 595x455x265 мм
K895 : Мойка двойная, керамическая 895x455x265 мм
N4V01: Раковина из нержавеющей стали марки AISI 304 450x380x160
N4V02: Раковина из нержавеющей стали марки AISI 304 760x480x160
N4V03 : Раковина из нержавеющей стали марки AISI 304 с площадкой для стекания воды 760x435x150
N6V01 : Раковина из нержавеющей стали марки AISI 316 450x450x250 мм
PP120: Мойка сливная полипропиленовая 120x120x120 мм
PP295: Мойка сливная полипропиленовая 295x120x150 мм
PP467: Раковина полипропиленовая 467x467x350 мм

S8: Сливная раковина 2

D464 : Эпоксидная мойка 464x464x190 мм
D667 : Эпоксидная мойка 667x464x203 мм
K145 : Мойка сливная керамическая 145x145x230 мм
K295 : Мойка сливная керамическая 295x145x230 мм
K455 : Мойка керамическая 455x455x265 мм
K595 : Мойка керамическая 595x455x265 мм
K895 : Мойка двойная, керамическая 895x455x265 мм
N : Без второго слива
N4V01 : Раковина из нержавеющей стали марки AISI 304 450x380x160 мм
N4V02: Двойная раковина из нержавеющей стали марки AISI 304 760x480x160 мм
N4V03: Раковина из нержавеющей стали марки AISI 304 с площадкой для стекания воды 760x435x150 мм
N6V01: Раковина из нержавеющей стали марки AISI 316 450x450x250 мм
PP120 : Мойка сливная полипропиленовая 120x120x120 мм
PP295 : Мойка сливная полипропиленовая 295x120x150 мм
PP467 : Мойка полипропиленовая 467x467x350 мм

S9: Душ для глаз

L: Душ для глаз находится слева от крана
N: Без душа для глаз
P: Душ глаз находится справа от крана