



Forlab - столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ЛАМИНАТНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТОЛА



- 1 - установочный каркас, раздел 201.10
- 2 - столешница, раздел 202.13
- 3 - электропроводка, раздел 203.14
- 4 - выводы для подачи жидкостей и газов, глава 203.11
- 5 - шкафчик для систем столов, раздел 204.01
- 6 - заделка в пол, раздел 204.03
- 7 - столешницы для шкафов под раковину и мойку, раздел 202.11
- 8 - шкаф под раковину, раздел 204.04
- 9 - заделка в пол, раздел 204.03
- 10 - аварийный душ, раздел 203.13

Линейка размеров столешниц:

- У ламинатного лабораторного стола размеры установочного каркаса являются постоянными. Этот установочный каркас дополнен рабочим столом, составленным из нижних шкафчиков. Лабораторный стол односторонний.

Forlab - столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ЛАМИНАТНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТОЛА

- Глубина столешницы 600 мм Общая глубина стола 800 мм. Варианты ширины столешниц:
 - 1200 mm
 - 1500 mm
 - 1650 mm
 - 1800 mm
 - 2400 mm
- Лабораторный стол односторонний. Глубина столешницы 750 мм. Общая глубина стола 950 мм. Варианты ширины столешниц:
 - 1200 mm
 - 1500 mm
 - 1650 mm
 - 1800 mm
 - 2400 mm
- Двусторонний лабораторный стол. Глубина столешницы 2 x 600 мм. Общая глубина стола 1400 мм Варианты ширины столешниц:
 - 1200 mm
 - 1500 mm
 - 1650 mm
 - 1800 mm
 - 2400 mm
- Двусторонний лабораторный стол. Глубина столешницы 2 x 750 мм. Общая глубина стола 1700 мм. Варианты ширины столешниц:
 - 1200 mm
 - 1500 mm
 - 1650 mm
 - 1800 mm
 - 2400 mm

Forlab - столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ЛАМИНАТНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТОЛА

Таблица химической стойкости при 20 °C:

Название	Ламинат	Постформинг	HPL	Полипропилен	Безопасное стекло	Эпоксидная смола	Нержавеющая сталь марки AISI 316	Керамическая плитка	Искусственный камень	Технич. керамика
Аммиак конц.	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Дихромат калия, 5%	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Этанол	☺	☺	☺	/	☺	/	☺	☺	☺	☺
Этилацетат	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Гидроксид натрия, 20%	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Хлороформ	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Изопропанол	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Йод, 5% раствор в хлороформе	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Азотная кислота, конц.	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Плавиковая кислота	☹	☹	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Фосфорная кислота, конц.	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Муравьиная кислота, конц.	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Серная кислота, 50%	☹	☹	☹	☺	☺	☹	☹	☺	☺	☺
Соляная кислота, конц.	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Перманганат калия, 5%	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
н-Гексан	☺	☺	☺	☹	☺	/	☺	☺	☺	☺
Пероксид водорода, 30%	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Петролейный эфир	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Толуол	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺

☺ - длительное время стойкие

☹ - короткое время стойкие

☹ - не стойкие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Таблица свойств материалов является лишь ориентировочной. В случае каких-либо сомнений советуем связаться с нами, мы с радостью дадим Вам совет.

Forlab - столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ЛАМИНАТНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТОЛА

S1: Типовое обозначение

202.13: Столешницы для лабораторного стола

S2: Вариант исполнения стола

JSL: Односторонний лабораторный стол

OBL: Двусторонний лабораторный стол

S3: Выбор материала столешницы

DL1: Плитка 150x150 мм

DL2 : Плитка 200x200 мм

DL3 : Плитка 400x800 мм

DR : Эпоксидная смола (DURCON)

HPL : Ламинат высокого давления

LM : Ламинат

PF : Постформинг

PP : Полипропилен

SG : Безопасное стекло

UK : Искусственный камень

304 : Нержавеющая сталь марки AISI 304

316 : Нержавеющая сталь марки AISI 316

KE : Техническая керамика

S4: Бортик

H: С бортиком

N: Без бортика

S6: Ширина стола

значение	ширина
1200: Ширина стола	1200 мм
1500: Ширина стола	1500 мм
1650: Ширина стола	1650 мм
1800: Ширина стола	1800 мм
2400: Ширина стола	2400 мм

S6: Глубина столешницы

значение	глубина
600: Глубина столешницы	600 mm
750: Глубина столешницы	750 mm

S7: Сливная мойка

K145 : Мойка сливная керамическая 145x145x230 мм

K295 : Мойка сливная керамическая 295x145x230 мм

N : Мойка не является составной частью стола

PP120 : Мойка сливная полипропиленовая 120x120x120 мм

PP295 : Мойка сливная полипропиленовая 195x120x150 мм

Forlab - столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ЛАМИНАТНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТОЛА

S8: Вариант исполнения столешницы

L : Квадратная мойка в левом углу

LD : Прямоугольная мойка в левом углу

N : Столешница не оснащена мойкой

O : Квадратная мойка в левом и в правом углу

PD : Прямоугольная мойка в правом углу

SD : Прямоугольная мойка находится по центру. Применимо к ширине стола 2400 мм

P : Квадратная мойка в правом углу